

»» Meine neue **NUMMER EINS**
für die Monophasen-Abformung ««

VSXE® ONE



SOOO SICHER TRANSFERIERT

PRÄZISIONSABFORMUNG



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

VSXE® ONE – EINZIGARTIGE MATERIALKOMBINATION

Mittelfließendes Präzisionsabformmaterial

VSXE® One ist ein elastomeres Präzisionsabformmaterial mit Vinylpolysiloxan- und Polyetheranteilen (Vinylsiloxanether®) für die **Monophasen-Abformung**.

Aufgrund seiner hohen Endhärte Shore-A (65) ist es besonders gut für die **Implantatabformung** geeignet.




INDIKATIONEN


- Implantate
- Kombinierte Versorgungen (Fixationsabformung)
- Überabformung
- Kronen und Brücken
- Inlays/Onlays
- Funktionsabformung

VSXE® ONE – VORTEILE, DIE KLEBEN BLEIBEN

Abbindecharakteristik¹⁾



VSXE® One¹⁾



Durch die **kurze Mundverweildauer** wird die Gefahr einer **Deformation** während der Abbindephase **minimiert**.

ZEIT-KOMFORT

¹⁾Kettenbach Dental Internal Measurement R&D, according to DIN EN ISO 4823, Eschenburg 2023.

THE ONE FOR YOU



Starke Thixotropie
für einen idealen Druckaufbau



Geschmacks- und geruchsneutral
für das Wohlbefinden der Patienten



Lagerstabil über längeren Zeitraum
für ein mehrmaliges Ausgießen der Abformung



VERLÄSSLICH

Hohe Endhärte Shore-A (65)
für exakte Übertragung und sichere Fixierung von Implantatpfosten und Primärkronen



SCHNELL

Kurze Mundverweildauer
für präzises und ruhiges Arbeiten am Patienten



X-ZELLENT

Exzellente Fließfähigkeit
für feinste Detailwiedergabe und enges Anfließen an die Implantatpfosten



EINFACH

Leichte Mundentnahme
zur Entlastung der Patienten beim Entnehmen der Abformung

VSXE® ONE – DAS SORTIMENT

VSXE® One

380 ml **Intro pack** 5:1
380-ml-Kartusche, 10 ml Adhesive,
10 Dynamische Mischer, 1 Applikationsspritze

REF 14732

760 ml **Refill pack** 5:1
2 x 380-ml-Kartusche

REF 14733

Zubehör

Universal Adhesive

10-ml-Flasche

REF 14206

Dynamische Mischer

45 Stück

REF 17900

Sympress Dispenser

Elektrisches Dosier- und
Mischgerät

REF 35910

Applyfix 5

2 Applikationsspritzen,
12 Ersatzkanülen

REF 17204



Made
in
Germany

NOTIZEN

Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Telefon +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.de
kettenbach-dental.de



0110949_3324

KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent